



LUBROL[®] CLEAN

SOLUCIÓN ESPUMOSA PARA
LA LIMPIEZA INTEGRAL DE PÁRPADOS Y PESTAÑAS



HIPOALERGÉNICO

Presentación (kit):

Caja con frasco plástico provisto de válvula dosificadora de espuma, con 50 ml de solución espumosa, más envase con paños no tejidos.

Industria Argentina



Tea Tree

DERMATOLÓGICAMENTE Y OFTALMOLÓGICAMENTE TESTEADO



LUBROL[®]

CLEAN

VENTAJAS:

CRUELTY FREE: Por lo que es libre de crueldad animal, incluyendo la prohibición de testeo y experimentos en animales.

DERMATOLÓGICAMENTE TESTEADO: Significa que ha sido sometido a pruebas bajo la supervisión médica de un Dermatólogo.

HIPOALERGÉNICO: Significa que ha sido sometido a pruebas de hipoalergenicidad.

OFTALMOLOGICAMENTE TESTEADO: Por lo que puede utilizarse de manera segura, incluso con lentes de contacto y/o a prueba de lágrimas.

TEA TREE: Realizado con el árbol del té. Es una planta de climas tropicales, reconocida por sus propiedades de limpieza y purificación.

INGREDIENTES:

Sodium Cocoamphodiacetate, Glycerin, Malva Sylvestris Leaf Extract, Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil, Methylparaben, Propylparaben, Aqua (Agua purificada).

PROPIEDADES:

LUBROL CLEAN, solución espumosa de uso diario, especialmente desarrollada para la limpieza integral de párpados y pestañas. Contiene una delicada combinación de Aceite del Árbol del Té y Extracto de Malva. Ayuda a remover las secreciones oculares y protege de Demodex folliculorum. La solución de **LUBROL CLEAN** tiene un pH similar al de las lágrimas y carece de perfumes o colorantes que puedan generar irritación ocular.

INDICACIONES DE USO:

Es un producto diseñado para la limpieza palpebral y ciliar y, en general, limpieza diaria de párpados y pestañas que presenten escamas, costras o detritus del maquillaje.

PRESENTACIÓN (KIT):

Caja con frasco plástico provisto de válvula dosificadora de espuma, con 50 ml de solución espumosa, más envase con paños no tejidos.

PRECAUCIONES:

En caso de irritación o hipersensibilidad al producto, se debe discontinuar su uso. Para uso externo únicamente. Conservar a temperatura ambiente menor a 30°C, protegido de la luz solar directa.

SIDUS S.A.: Legajo 2889.

Adm.: Dardo Rocha 944, Martínez, Pcia. de Bs. As., Argentina.

Lab.: Ruta 8, Km 60, Calle 12 N° 985, Pilar, Pcia. de Bs.As., Argentina.

Dir. Téc.: Marina Caligiuri, Farmacéutica.

Producto Cosmético aprobado por el Ministerio de Salud. Resolución 155/98.


Elaborado en: Legajo N° 3007.

Contacto: www.sidus.com.ar; 0800-888-8240.




MODO DE USO:

- 1 Oprima la válvula del frasco y deposite la espuma de **LUBROL CLEAN** sobre el paño.



- 2 Frote suavemente varias veces el paño en la base de las pestañas y sobre el párpado.



- 3 Enjuague el área con agua limpia y seque sin frotar.



- 4 Deseche el paño utilizado en este ojo.



- 5 Repita este procedimiento en el otro ojo, utilizando siempre un paño nuevo.

